

Papierspitzen

Anwendungsbereich

Papierspitzen sind feine, sich verjüngende, den Öffnungen der Wurzelkanäle angepasste Spitzen aus saugfähigem Papier. Sie dienen einerseits bei der Zahnbehandlung in der Wurzelkanalbehandlung zum Trocknen der Kanäle und als Medikamententräger.

Anwendung

Mit desinfizierenden Spüllösungen werden die Kanäle durch den Zahnarzt bei der Wurzelbehandlung gereinigt und anschließend mit Papierspitzen getrocknet. Durch die Wahl unterschiedlicher Stärken der Papierspitzen (welche nach ISO-Standard aufgebaut bzw. eingefärbt sind) kann der Zahnarzt die Stärke aussuchen und einführen, die ihm den schnellsten und sichersten Behandlungserfolg gewährleistet. Des Weiteren können mit den Papierspitzen Arzneimittel für die medikamentöse Behandlung aufgenommen und in den Wurzelkanal eingebracht werden.

Eigenschaften

- Erfüllung der Anforderungen nach der Norm ISO 7551
- Konisch zulaufend, 28 mm Gesamtlänge
- Durchgängig glatte, flusenfreie Oberfläche für leichtes Eindringen und entlanggleiten am Gewebe
- Steif und straff gerollt, dennoch flexibel
- Besonders saugfähiges weißes Papier
- Keine weiteren Additive

Zusammensetzung

- Weißes, spezialangefertigtes Papier in einer Stärke von 0,0005 mm
- Farbpigmente

Lieferform

Weiße Papierspitzen

REF 931.1 ISO 15-40 (Packung mit 200 stk)

REF 931.2 ISO 45-80 (Packung mit 120 stk)

REF 931.5 ISO 90-140 (Packung mit 120 stk)

REF 932.3 ISO 15-40 (Packung mit 500 stk)

REF 932.4 ISO 45-80 (Packung mit 300 stk)

Farbige Papierspitzen

REF 930.1 ISO 15-40 (Packung mit 200 stk)

REF 930.2 ISO 45-80 (Packung mit 120 stk)

REF 933.1 ISO 15-40 (Packung mit 500 stk)

REF 933.2 ISO 45-80 (Packung mit 300 stk)

Safety Color Papierspitzen

REF 937.1 ISO 15-40 (Packung mit 200 stk)

REF 937.2 ISO 45-80 (Packung mit 120 stk)

Greater Taper Papierspitzen (Packung mit 60 stk)

REF 948.1 ISO 15-40 (GT 04)

REF 949.1 ISO 15-40 (GT 06)



Haltbarkeit

60 Monate

Klassifizierung

Medizinprodukt, Klasse IIa, Regel 6,
EG-Zertifikat: G1 17 09 49628 010,
TÜV SÜD Product Service GmbH,
München

Hersteller

Alfred Becht GmbH
Carl-Zeiss-Str. 16
D-77656 Offenburg
Tel.: +49 781 60586-0
Fax.: +49 781 60586-40
Germany
www.becht-online.de